




# Plum Øjenskyllestation

## Øjenskyllestation



Væghængte øjenskyllestationer i hårdfør plast til den lette og hurtige hjælpe ved øjenulykker. Indeholder 500 ml Plum Eyewash.

<b>Anvendelsesområde</b>	Øjenskyll til at skylle fremmedlegemer ud af øjet.			
<b>Produktegenskaber</b>	<p>Uanset set årsagen skal det som oftest gå stærkt, når du får ting i øjet. Derfor skal beredskabet være på plads og være let tilgængeligt på arbejdspladsen.</p> <p>Sortimentet består af øjenskyllestationer med enten 1 eller 2 flasker Plum Øjenskyll. Til hver øjenskyllestation medfølger en guide til korrekt anvendelse.</p> <p>Indeholder 500 ml Plum Eyewash og kan genopfyldes med varenr: 4604.</p>			
<b>Brugsanvisning</b>	Det er vigtigt, at øjenskyllvæsken altid rammer øjet i en blød og jævn stråle. Og er skaden opstået på begge øjne samtidig, så sørg for at bruge en DUO løsning, der kan skylle begge øjne samtidigt.			
<b>Bemærkning</b>	Det anbefales at søge læge ved alle typer øjenskader. Dog bør du altid umiddelbart efter pådragelse af en øjenskade bruge øjenskyllvæske eller fosfatbufferen (pH Neutral) afhængigt af skadens beskaffenhed. Hav altid ekstra flasker inden for rækkevidde, så du kan fortsætte med at skylle øjet under transport til læge eller skadestue.			
<b>Produktionsland</b>	DANMARK			
<b>Forpackningsstørrelse / Varenummer</b>	<b>Salgsenhed</b>	<b>Varenummer</b>	<b>GTIN</b>	<b>Forpakning</b>
	1 x 1 stk	4611	5715205461116	Øjenskyllestation
	1 x 1 stk	4708	5701684470817	Øjenskyllestation
<b>Øvrig information</b>	Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside <a href="http://www.kiilto.dk">www.kiilto.dk</a> eller send en mail til kundeservice på <a href="mailto:info.dk@kiilto.com">info.dk@kiilto.com</a> .			

