

plum Plum pH Neutral

Øjenskyll



Plum pH Neutral øjenskyll til hurtigt neutralisering af selv stærke syrer og baser. Indeholder en 4,9% fosfatbuffer.

Anvendelsesområde	4,9% steril fosfatbuffer der hurtigt neutraliserer syrer og baser i øjnene Efter skylning med pH Neutral anbefales det at skylle med Plum Eyewash.
Produktegenskaber	<p>Plum pH Neutral er en fosfatbuffer, der hurtigt og effektivt neutraliserer både syrer og baser. Den har et højt væskeflow og samtidig dokumenteret effekt ved øjenulykker med kemikalier - den er dermed dit værn mod alvorlige øjenulykker. Den ergonomiske DUO øjenkop åbner øjet og skyller begge øjne på én gang. Produktet findes som en lille handy 200 ml flaske, du altid kan have med dig i den specialdesignede bæltetaske og i førstehjælps- og værktøjskassen mm. Samt en 500 ml flaske med DUO øjenkop til skylning af begge øjne på én gang.</p> <p>Produkterne kan anvendes enkeltvis eller som genopfyldning i de væghængte førstehjælpsstationer og -bokse. Alle almindelige øjenskyllflasker (ikke DUO) leveres med støvhætte.</p>
Brugsanvisning	Det er vigtigt, at øjenskyllvæsken altid rammer øjet i en blød og jævn stråle. Og er skaden opstået på begge øjne samtidig, så sørg for at bruge en DUO løsning, der kan skylle begge øjne samtidigt.
Bemærkning	<p>På arbejdspladser, hvor der arbejdes med kemikalier, skal arbejdsstedet være forsynet med passende førstehjælpsforanstaltninger tilpasset arbejdets art. Ved øjenulykker, der indebærer alle former for øjenætsning, skal øjnene omgående skylles med rigeligt, rindende vand. Ifølge Arbejdstilsynet er vand fra øjenskyllflasker at foretrække.</p> <p>Det anbefales at søge læge ved alle typer øjenskader. Dog bør du altid umiddelbart efter pådragelse af en øjenskade bruge øjenskyllvæske eller fosfatbufferen (pH Neutral) afhængigt af skadens beskaffenhed. Hav altid ekstra flasker inden for rækkevidde, så du kan fortsætte med at skylle øjet under transport til læge eller skadestue.</p>
Udseende og duft	Klar væske.
Produktionsland	DANMARK

Forpakningsstørrelse Salgsenhed / Varenummer	Varenummer	GTIN	GTIN (salgsenhed)	Forpakning
--	------------	------	-------------------	------------

10 x 200 ml	4752	5715205475229		Flaske
6 x 500 ml	4801	5715205480124	5715205480117	Flaske



Øvrig information

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.