



Diversey™

TASKI® Sani 4 in 1 Plus RTU

Sani 4 i 1 RTU

Beskrivelse

Rengøringsmiddel, afkalker, desinfektionsmiddel og deodorant til vaskerum

Egenskaber

- Syrebaseret formulering
- Renser, afkalker, desinficerer og deodoriserer i ét trin
- Effektiv mod bakterier, indkapslede vira og gær
- Unik, patenteret lugtneutraliseringsteknologi (O.N.T.)

Fordele

- Udmærket rengøringsmiddel, virker i et stort spektrum af vandhårdhed
- Reducerer antallet af produkter i vaskerummet
- Udmærket hygiejne, reducerer risikoen for krydskontaminering
- Efterlader en behagelig, frisk duft

Brugsanvisning

TASKI Sani 4 in 1 Plus RTU er klar til brug, anvendes ufortyndet.

Udenfor sundhedsmiljøer (f.eks. offentlige områder, hoteller og andre institutionelle områder som skoler/kontorer osv.) er produktanvendelsen godkendt i en 1-trins rengøringsproces (snavsede forhold).

I sundhedsmiljøer, defineret som områder, hvor desinfektion er medicinsk indiceret (f.eks. lægekontorer, ambulancer, hospitalsafdelinger og plejehjem), kræver brugen af produktet en 2-trins rengøringsproces. Fjern grov tilsmudsning og forrengør overfladen, før produktet påføres.

- Påfør produktet ved at gøre overfladen helt våd.
- Brug en klud, børste, svamp eller moppe til jævn fordeling.
- Lad overfladen være våd i 5 minutter mod bakterier og indkapslede vira og 15 minutter mod gær.
- Tørres af, eller lad overfladen lufttørre.
- Skyllning af overfladen er ikke nødvendig.

Tekniske data

Udseende: Klar, lys fra rød til pink væske

pH-værdi (ufortyndet): > 2

Relativ massefylde (20°C): ≈ 1.00

Ovenstående data er typiske for normal produktion og bør ikke opfattes som en specifikation.

Information om sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diversey.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister. Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug og følg eventuelle lokale retningslinjer.

Produktkompatibilitet

Må ikke blandes med andre produkter. Må ikke bruges på vand- eller syrefølsomme overflader. Fugemassen skal vædes tilstrækkeligt med vand før brug. Test materialets kompatibilitet på et lille, ubemærket sted før brug.





TASKI® Sani 4 in 1 Plus RTU

Mikrobiologiske data

EN 16777. EN 13697

EN Test Method	Soiling Conditions	Temp. °C	Kontaktid	Testorganismer	Pass-koncentration % v/v
EN 1276	3.0 g/L BSA	20	5 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa	100%
EN 1650	3.0 g/L BSA	20	15 min	Candida albicans	100%
EN 13697	3.0 g/L BSA	24	5 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Candida albicans	100%
EN 14476	3.0 g/L BSA + blod	20	5 min	Modificeret Vaccinia-virus Ankara	100%
3,0 g/L BSA + blod	25	5 min	Modificeret Vaccinia-virus Ankara	100%	
EN 13727	0,3 g/L BSA	20	1 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Pseudomonas aeruginosa	100%
EN 13624	0.3 g/L BSA	20	5 min	Candida albicans	100%
0.3 g/L BSA	20	5 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa	100%	
EN13697	0.3 g/L BSA	20	5 min	Candida albicans	100%

Miljøinformation

De overfladeaktive stoffer, der anvendes i dette produkt, er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med kravene i EU's forordning om vaske- og rengøringsmidler, EC 648/2004.

Emballagestørrelser

TASKI Sani 4 in 1 Plus RTU fås i 6x0,75L.

Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
9292762	TASKI SANI 4 IN 1 PLUS RTU 6X0.75L W291	

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.03/07/2025 da-DK (K02775)