



## Plum No. 14

Flydende sæbe



Hudvenlig sæbe med mild duft og særdeles god renseeffekt.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelsesområde               | <p>Til normal og daglig håndvask. Specielt velegnet til produktionsvirksomheder.</p> <p>Plum no. 14 findes i forskellige forpackningsstørrelser som egner sig til forskellige formål. Find din foretrukne forpackningsstørrelse og et dispensersystem, der passer til din arbejdsplads.</p>                                                                                                                         |
| Produktegenskaber               | <p>Hudvenlig sæbe med mild duft. Sæben har en særdeles god renseeffekt og er derfor velegnet til vask af særligt snavsede hænder.</p> <p>Dermatologisk testet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Brugsanvisning                  | <p>Hænder og håndled fugtes med vand og sæbe. Gnid håndflade mod håndflade, højre håndflade over venstre håndryg og venstre håndflade over højre håndryg. Vask herefter håndflade mod håndflade med fingrene flettet, samt håndflade mod modsatte håndryg hvor fingrene griber ind i hinanden. Herefter vaskes højre tommelfinger med venstre håndflade og modsat. Slut af med roterende vask af begge håndled.</p> |
| INCI                            | <p>Aqua, Cocamide MEA, Lauryl Glucoside, Sodium Chloride, Disodium Cocoamphodiacetate, Malic Acid, Coco-Glucoside, Glycol Distearate, Glycerin, Parfum, Citric Acid, Potassium Hydroxide.</p>                                                                                                                                                                                                                       |
| pH produkt                      | <p>8.0</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opbevaring                      | <p>Opbevares ved 0-30°C.</p> <p>Holdbarhed: 30 måneder fra produktionsdato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Udseende og duft                | <p>Med parfume.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produktionsland                 | <p>DANMARK</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anvendelses- og miljø sikkerhed | <p>Kosmetikprodukt. Produktet hører under kosmetikforordningen (EF) Nr. 1223/2009 og er sikkerhedsvurderet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Emballagematerialer             | <p>Emballagen på vores produkter er fremstillet af plast og karton, som er genanvendelige materialer. Vi ønsker, at emballage fra vores produkter genanvendes, når det er muligt.</p> <p>På <a href="http://www.kiilto.dk">www.kiilto.dk</a> kan du læse mere om vores emballage, samt hvordan det kan genanvendes.</p>                                                                                             |

| Forpakningsstørrelse Salgsenhed / Varenummer | Varenummer | GTIN          | GTIN (salgsenhed) | Package type |
|----------------------------------------------|------------|---------------|-------------------|--------------|
| 8 x 1,4 l                                    | 1413       | 5701684141328 | 5701684141311     | Bag-in-box   |
| 3 x 5 l                                      | 1403       | 5701684140321 | 5701684140314     | Dunk         |



|                   |                   |                                                                |
|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Standard tilbehør | 1,4 l Bag-in-box: | 4251 MP2000 dispenser Modul 1<br>4252 MP2000 dispenser Modul 2 |
|                   | 5 l dunk:         | 4115 Vægholder til 5 l dunk<br>4119 Pumpe til 5 l dunk         |

|                   |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øvrig information | Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside <a href="http://www.kiilto.dk">www.kiilto.dk</a> eller send en mail til kundeservice på <a href="mailto:info.dk@kiilto.com">info.dk@kiilto.com</a> . |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|